

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zad. 1 – Nablatowa komora do pracy sterylnej – szt. 1

CPV: 38 00 00 00-5

Parametr	Opis wymagań dla parametru	Oferowane parametry
Oferowane urządzenie: należy podać producenta, model, nr kat., rok produkcji		
Ściany komory	<ul style="list-style-type: none">- wykonane z odpornego chemicznie szkła,- grubość ścian min. 4 mm, max.5mm;- przepuszczalność min. 95%	
Wymiary zewnętrzne komory	długość min. 690 mm, wysokość max. 555 mm, głębokość max. 555 mm	
Blat roboczy	<ul style="list-style-type: none">- wykonany ze stali nierdzewnej- wymiary min. 480mm x 645mm (szerokość x długość)	
Lampa UV	<ul style="list-style-type: none">- umieszczona nad blatem- moc min. 1 x 25W- zastosowana lampa UV musi dezynfekować całkowitą objętość obszaru roboczego w max. 30 min- wymagany długi czas pracy lampy UV do 8000 h	
Recyrkulator z przepływową lampą UV	<ul style="list-style-type: none">- przepływ powietrza min. 25m³/godz.- możliwość pracy operatora podczas działania lampy- umożliwiający stałą dekontaminację w komorze i osiągnięcie aseptycznych warunków pracy- moc lampy UV min. 25W- wydajność recyrkulatora > 99%/h	
Typ radiacji	ultrafiolet (253.7 nm), ozone-free	
Lampa oświetlająca blat roboczy	moc min 15W	
Opcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">- timer cyfrowy sterujący czasem naświetlania promieniami UV do min. 24 h,- samoistne wyłączenie się UV po upływie zadanego czasu pracy- automatyczny wyłącznik lampy UV po otwarciu komory (podniesieniu szyby przedniej)	

.....
data i podpis czytelny
lub parafa z pieczęcią imienną

Załącznik nr 2- DZ-2501/17065/2082/13–
Dostawa aparatury laboratoryjnej (nablatowa komora do pracy sterylnej) do PIWet-PIB Puławy

Wyjście na kable elektryczne	tak	
Zasilanie	Zasilanie 230V, 50 Hz	
Waga	max. 40 kg	
Gwarancja	Gwarancja minimum 24 miesiące od daty uruchomienia	
Serwis	Serwis na terenie Polski, należy podać lokalizację Czas reakcji serwisu - do 48 godzin	
Szkolenie	Szkolenie na miejscu, po instalacji i uruchomieniu urządzenia, dla 10 osób	
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi. Jedna kopia kompletu instrukcji w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Dopuszcza się instrukcję w języku angielskim.	
Instalacja, uruchomienie	Instalacja, uruchomienie	

Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawia się w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

.....
data i podpis czytelny
lub parafa z pieczęcią imienną